

CORRECTIF AUTO-PIQUEUR POUR LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN

À la suite d'un changement de dernière minute du fournisseur, l'auto-piqueur fourni avec le kit de prélèvement est d'un modèle différent de celui décrit dans la brochure. Ci-dessous figure le mode d'emploi du modèle reçu (qui peut être d'une autre couleur).



1 Tournez le capuchon de l'aiguille jusqu'à ce qu'il se détache de l'auto-piqueur



2 Pressez fermement l'auto-piqueur contre le doigt choisi et appuyez sur le bouton déclencheur vert